

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391462
<b>Désignation</b>	Pissette intégrale



### Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Pissette intégrale à col large
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Remplissage facile et sûr
- ✓ Graduée
- ✓ Avec bouchon coloré pour identifier le contenu
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Tube de sortie qui fait partie intégrante du bouchon éliminant ainsi la tendance d'absorption d'air et de liquide par le bouchon
- ✓ Col GL 45 (Ø 38 mm)
- ✓ Dimension du flacon : Ø 60 mm

### Unité de vente :

1 pissette