

FICHE TECHNIQUE

Référence	391492A
Désignation	Entonnoir



Description :

- ✓ Entonnoir à poudre en polypropylène
- ✓ Pour le transvasement de poudre ou de grande quantité de liquide
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Angle du corps : 60°
- ✓ Diamètre : 100 mm
- ✓ Diamètre de la tige : 25 mm

Unité de vente :

1 Entonnoir