

FICHE TECHNIQUE

Référence	391900
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ En polypropylène translucide
- ✓ Incassables
- ✓ Avec thiosulfate (20 mg/l)
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, muni d'un joint pour une bonne étanchéité
- ✓ Gradués
- ✓ Dimensions \varnothing x H : 50 x 93 mm
- ✓ Volume : 125 ml

Unité de vente :

350 Flacons
