

Désignation

- Flacon à prélèvement avec thiosulfate 250 ml en PET

Référence

- 391903

Unité de vente : 216



Description

- Flacon à prélèvement avec thiosulfate 250 ml en PET
- Incassables
- Etiquette de traçabilité
- Stériles
- Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, muni d'un joint pour une bonne étanchéité
- Gradués
- Stérile (irradié B18)
- Volume 250 ml
- Matériau PET
- Dimensions L x l x h : 60 x 60 x 115 mm
- Dimensions \varnothing col : 50 mm
- Emballage individuel : non

