

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	391904
<b>Désignation</b>	Flacons



### Description :

- ✓ En polypropylène translucide
- ✓ Incassables
- ✓ Version sans thiosulfate
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, muni d'un joint pour une bonne étanchéité
- ✓ Gradués
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre col : 50 mm
- ✓ Dimensions : 60 x 60 x 115 mm

### Unité de vente :

216 Flacons

---