

Désignation

- Flacon à prélèvement sans thiosulfate 250 ml en PET

Référence

- 391905

Unité de vente : 216



Description

- Flacon à prélèvement sans thiosulfate 250 ml en PET
- Incassables
- Sans thiosulfate (20 mg/l)
- Irradié B18
- Etiquette de traçabilité
- Stériles
- Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, muni d'un joint pour une bonne étanchéité
- Gradués
- Stérile
- Volume 250 ml
- Matériau PET
- Dimensions L x l x h : 60 x 60 x 115 mm
- Dimensions \varnothing col : 50 mm
- Poids : 33 grammes
- Emballage individuel

