

FICHE TECHNIQUE

Référence	391914
Désignation	Flacon 500 ml



Description :

- ✓ Flacon à prélèvement en polypropylène translucide
- ✓ Stérile
- ✓ Avec thiosulfate de sodium (20 mg/l)
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Incassable
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Diamètre du col 50 mm
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 70 x 70 x 145 mm
- ✓ Emballage en vrac

Unité de vente :

120 Flacons 500 ml
