

Désignation

- Flacon PET 500ml diamètre 50mm HT 145mm avec thiosulfate stérile

Référence

- 391915

Unité de vente : 120



Description

- Flacon à prélèvement avec thiosulfate 500 ml en PET
- Stérile (irrad. B 18kGy)
- Volume 500 ml
- Incassables
- Avec thiosulfate (20 mg/l)
- Etiquette de traçabilité
- Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, muni d'un joint pour une bonne étanchéité
- Gradués
- Matériau PET
- Dimensions L x l x h : 70 x 70 x 145 mm
- Dimensions \varnothing col : 50 mm
- Poids : 47 gr

