

FICHE TECHNIQUE

Référence	391930
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ En polypropylène translucide
- ✓ Incassables
- ✓ Version sans thiosulfate
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, muni d'un joint pour une bonne étanchéité
- ✓ Gradués
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Diamètre col : 50 mm
- ✓ Dimensions : 90 x 90 x 175 mm

Unité de vente :

72 Flacons
