

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	393006
<b>Désignation</b>	Plaques 4 puits



### Description :

- ✓ En polystyrène optiquement transparent pour la microscopie
- ✓ Traitée culture
- ✓ Avec couvercle

### Certificats :

- ✓ Stériles, irradiées aux rayons gamma
- ✓ Non pyrogène
- ✓ RNase et DNase free

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 4
- ✓ Diamètre interne des puits : 15,8 mm
- ✓ Surface du puits : 2 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume utile : 1 ml

### Unité de vente :

120 Plaques

---