

FICHE TECHNIQUE

Référence	395000
Désignation	Lames



Description :

- ✓ Lames de microscopies grand conditionnement
- ✓ Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic in vitro
- ✓ Dim. : 26 x 76 x 1-1,2 mm
- ✓ Epaisseur : 1,1 ± 0,1 mm
- ✓ Verre transparent
- ✓ Qualité standard : avec papier entre les différentes lames
- ✓ Bords coupés
- ✓ Plage dépolie 2 faces : oui

Unité de vente :

2500 Lames
