

FICHE TECHNIQUE

Référence	395035
Désignation	Tube 5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polystyrène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : sans bouchon
- ✓ avec col droit

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Certification CE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -10°C à +50°C
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 12 x 86 mm

Unité de vente : 4 000 Tubes