

Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
395093	MICROTUBES CLEAR-LOCK BIOBASED 2ml CLEARLINE x500	ClearLine

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué à partir de matière première certifiée ISCC Plus, qui est à 90% recyclée ou biosourcée. 100% de l'énergie utilisée lors de la production est renouvelable.
This product is made of ISCC Plus certified raw material that is at least 90% recycled or biobased feedstocks. 100% of the energy used during production is renewable.

Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de carton recyclé et recyclable et d'un sac plastique recyclable.

The product packaging is made of recycled and recyclable cardboard and recyclable plastic bag.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Italie.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Italy.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Site de notre fabricant](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)

[Découvrir la certification ISCC Plus](#)