

## Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
395116	MICROTUBE CL BIOBASED 2ml F- CONIQUE CAP VIS AVEC O-RING STERILE x1000	ClearLine

### Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

### Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué à partir de matière première certifiée ISCC Plus, qui est à 90% recyclée ou biosourcée. 100% de l'énergie utilisée lors de la production est renouvelable.  
*This product is made of ISCC Plus certified raw material that is at least 90% recycled or biobased feedstocks. 100% of the energy used during production is renewable.*

### Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de carton recyclé et recyclable et d'un sac plastique recyclable.

*The product packaging is made of recycled and recyclable cardboard and recyclable plastic bag.*

### Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Italie.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Italy.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)  
[Site de notre fabricant](#)  
[Les marques du groupe Dutscher](#)  
[Découvrir la certification ISCC Plus](#)