


ClearLine®

NOUVELLE TAILLE DE BILLES !
Simplifiez votre workflow avec les billes plus grandes
et le design efficace de CLEARStable !

NOUVEAU



- **Préservation à long terme** : assure la viabilité et la stabilité des micro-organismes sur de longues périodes
- **Options de congélation multiples** : conservez les micro-organismes à - 20°C, - 80°C ou dans la vapeur d'azote
- **Billes plus grandes pour une meilleure manipulation** : manipulation plus facile, améliorant l'efficacité
- **Identification simplifiée** : capsules et billes de différentes couleurs pour une identification facile des échantillons
- **Options flexibles** : disponible avec ou sans cryoprotecteur, et avec code-barres 1D ou 2D



- Les billes plus grandes CLEARStable facilitent la manipulation, permettant une congélation et une décongélation plus rapides de vos échantillons.
- CLEARStable offre une solution fiable et innovante pour la congélation stable et la préservation à long terme des micro-organismes à plusieurs températures
- Chaque flacon contient de grandes billes poreuses, avec ou sans cryoprotecteur
- Choix de codes-barres 1D ou 2D pour une identification rapide des échantillons et une traçabilité sur les boîtes et les flacons



Avantages :

- Préservation longue et stable
- Stérile SAL 10⁻⁶
- Températures de congélation multiples
- Manipulation facile
- Identification par code couleur
- Options personnalisables



Billes plus grandes pour une manipulation plus facile.

Optimisez la stabilité et la préservation de vos micro-organismes avec CLEARStable !

CLEARStable 1D

Réf.	Couleur	Liquide cryoprotecteur	Unités/carton	€
395130	Bleu	Oui	80	NC -
395131	Jaune	Oui	80	NC -
395132	Rouge	Oui	80	NC -
395133	Vert	Oui	80	NC -
395134	Blanc	Oui	80	NC -
395135	Assortis	Oui	80	NC -
395136	Bleu	Non	80	NC -
395137	Jaune	Non	80	NC -
395138	Rouge	Non	80	NC -
395139	Vert	Non	80	NC -
395140	Blanc	Non	80	NC -
395141	Assortis	Non	80	NC -
395156	Bleu	Oui	25	NC -
395157	Jaune	Oui	25	NC -
395158	Rouge	Oui	25	NC -
395159	Vert	Oui	25	NC -
395160	Blanc	Oui	25	NC -
395161	Assortis	Oui	25	NC -
395162	Bleu	Non	25	NC -
395163	Jaune	Non	25	NC -
395164	Rouge	Non	25	NC -
395165	Vert	Non	25	NC -
395166	Blanc	Non	25	NC -
395167	Assortis	Non	25	NC -

CLEARStable 2D

Réf.	Couleur	Liquide cryoprotecteur	Unités/carton	€
395142	Bleu	Oui	80	NC -
395143	Jaune	Oui	80	NC -
395144	Rouge	Oui	80	NC -
395145	Vert	Oui	80	NC -
395146	Blanc	Oui	80	NC -
395147	Assortis	Oui	80	NC -
395148	Bleu	Non	80	NC -
395149	Jaune	Non	80	NC -
395150	Rouge	Non	80	NC -
395151	Vert	Non	80	NC -
395152	Blanc	Non	80	NC -
395153	Assortis	Non	80	NC -

Cryoboîtes seules

Réf.	Désignation	€
390808	Cryoboîte avec code-barres 1D en polycarbonate, 132 x 132 x 52 mm pour 81 cryotubes	NC -
390717	Cryoboîte avec code-barres 2D en polycarbonate, 132 x 132 x 52 mm pour 81 cryotubes	NC -