



MINI INCUBATORI SERIE ICT-P MINI INCUBATORS ICT-P SERIES



Il nuovo incubatore è uno strumento portatile che soddisfa il bisogno di tempestività e immediatezza per le rilevazioni da campo, consentendo anche l'applicazione da banco ad un costo nettamente conveniente.

The new incubator is a portable instrument that satisfies the need for timeliness and immediacy for field surveys, while also allowing the bench application at a much cheaper cost.

**2 ANNI
DI GARANZIA**

**2 YEARS OF
WARRANTY**

| Dati tecnici / Technical data | | ICT-P |
|--|---------|------------------------|
| Capacità / Capacity | lt | 18 |
| Temperatura / Temperature | °C | 10 to 65 |
| Precisione / Precision | 37°C | ±0,2°C |
| Risoluzione / Setting accuracy | °C | 0,1 |
| Uniformità / Uniformity | °C | 0,1 |
| Stabilità / Stability | °C | ± 0,2 |
| Timer | h | 10000 |
| Risoluzione timer / Timer Resolution | s | 1 |
| Impostazione di riscaldamento e raffreddamento Selection on heating and cooling | | automatically detected |
| Dim. interne LxPxH / Internal Dimension LxWxH | cm | 27,5x18,5x33,5 |
| Dim. esterne LxPxH / External Dimension LxWxH | cm | 29,5x35x46,5 |
| Peso / Weight | kg | 6 |
| Potenza / Power | W | 60 |
| Alimentazione tradizionale Bench power supply | V Hz | 100 to 240 50-60 |
| Alimentazione portatile Portable power supply | V | 12 |
| Codice / item | | 720.2070.00 |

inclusa alimentazione di corrente portatile e tradizionale
bench and portable power supply included

FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy | +39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it | falcinstruments.it