

Désignation

- Tarabox Taille S 6 litres 300 x 200 x 220 mm

Référence

- 398002B

Unité de vente : 1



Description

- TARABOX : container isotherme
- Container isotherme UN3373 dédié au transport d'échantillons thermosensibles (tubes de sang, urines, poches de sang, prélèvement d'organes, ...).
- Très grande résistance aux chocs et à l'écrasement avec sa conception en polypropylène expansé (PPE).
- Volume : 6 Litres
- Dimensions externes (Lxlxh) : 30 x 20 x 22 cm
- Dimensions internes (Lxlxh) : 24 x 16.5 x 15 cm
- Accumulateurs compatibles : 200 et 600 g
- Léger, épaisseur 3 cm.
Facile à nettoyer : résiste à des températures de 90°C.
100 % recyclable.
Identifiable grâce à son porte document latéral.
Haute performance du maintien des températures.
Matériaux : Polypropylène expansé.
- Poids à vide : 0,500 kg

