

Désignation

- Tarabox taille M 12 litres 400 x 300 x 220 mm

Référence

- 398003



Unité de vente : 1

Description

- TARABOX : container isotherme
- Container isotherme UN3373 dédié au transport d'échantillons thermosensibles (tubes de sang, urines, poches de sang, prélèvement d'organes, ...).
- Très grande résistance aux chocs et à l'écrasement avec sa conception en polypropylène expansé (PPE).
- Volume : 12 Litres
- Dimensions externes (Lxlxh) : 40 x 30 x 22 cm
- Dimensions internes (Lxlxh) : 34 x 25 x 15 cm
- Accumulateurs compatibles : 1 x 1,1 kg
- Léger, épaisseur 3 cm.
Facile à nettoyer : résiste à des températures de 90°C.
100 % recyclable.
Identifiable grâce à son porte document latéral.
Haute performance du maintien des températures.
Matériaux : Polypropylène expansé.
- Poids à vide : 0,800 kg

