

## Désignation

- Tarabox taille L 44 litres 600 x 400 x 320 mm

## Référence

- 398004

Unité de vente : 1



---

## Description

- TARABOX : container isotherme
- Container isotherme UN3373 dédié au transport d'échantillons thermosensibles (tubes de sang, urines, poches de sang, prélèvement d'organes, ...).
- Très grande résistance aux chocs et à l'écrasement avec sa conception en polypropylène expansé (PPE).
- Volume : 44 Litres
- Dimensions externes (Lxlxh) : 60x40x32 cm
- Dimensions internes (Lxlxh) : 54x34x25.5 cm
- Accumulateurs compatibles : 1 x 3,4 kg
- Léger, épaisseur 3 cm.  
Facile à nettoyer : résiste à des températures de 90°C.  
100 % recyclable.  
Identifiable grâce à son porte document latéral.  
Haute performance du maintien des températures.  
Matériaux : Polypropylène expansé.
- Poids à vide : 1,600 kg

