

Désignation

- Tarabox taille XL 163 litres 800 x 600 x 520 mm

Référence

- 398005

Unité de vente : 1



Description

- TARABOX : container isotherme
- Container isotherme UN3373 dédié au transport d'échantillons thermosensibles (tubes de sang, urines, poches de sang, prélèvement d'organes, ...).
- Très grande résistance aux chocs et à l'écrasement avec sa conception en polypropylène expansé (PPE).
- Volume : 163 Litres
- Dimensions externes (Lxlxh) : 80 x 60 x 52 cm
- Dimensions internes (Lxlxh) : 72 x 52 x 43.5 cm
- Accumulateurs compatibles : 1 x 3,4 kg
- Léger, épaisseur 3 cm.
Facile à nettoyer : résiste à des températures de 90°C.
100 % recyclable.
Identifiable grâce à son porte document latéral.
Haute performance du maintien des températures.
Matériaux : Polypropylène expansé.
- Poids à vide : 5.200 kg

