

## Acide acétique glacial RS-Pour la titration dans les milieux anhydres 2,5 l

<b>Code produit</b>	401455
<b>Volume</b>	2,5 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour la titration dans les milieux anhydres
<b>CAS N.</b>	64-19-7
<b>Molécule</b>	Acide acétique glacial
<b>Spécifications</b>	401450
<b>Msds</b>	16