

FICHE TECHNIQUE

Référence	430766
Désignation	Tube à centrifuger 15 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon à vis en HDPE avec joint

Certificats :

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases, endotoxines ; non cytotoxique
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Testé 95 kPa

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de 0°C à +40°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 12 000 g
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 17,5 x 118,5 mm

Unité de vente : 500 Tubes à centrifuger