

## Désignation

- Tube à centrifuger 250ml polypropylne bouchon plug seal stérile en vrac x6 x17

## Référence

- 430776

## Unité de vente

102 Tubes

## Description

- Les tubes à centrifuger Corning® de 250 mL en polypropylène (PP) sont idéaux pour les applications nécessitant une centrifugation de grand volume. Veuillez consulter notre fiche technique pour obtenir des informations sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning, ainsi que des recommandations importantes pour une utilisation en toute sécurité.
- Des coussins de support (réf. 430236 pour le format 250 mL) doivent être utilisés avec ce produit, sauf si le rotor de la centrifugeuse est équipé de coussins à fond en V adaptés.
- Bouchons en polyéthylène.
- Facteur de compression maximal : 6 000 g.
- Tubes stériles et apyrogènes. Numéro de produit : 430776
- Marque : Corning®
- Capacité : 250 ml
- Type de tube : Centrifugeuse
- Format du fond : Conique
- Format du haut : Fileté
- Facteur de compression maximal : 6 000 g
- Graduations : Oui
- Intervalle entre les graduations : 25 ml
- Couleur : Naturelle
- Type de bouchon : Bouchon à vis
- Matériau du bouchon : Polyéthylène haute densité
- Couleur du bouchon : Orange
- Stérile
- Autoportant : Non
- À usage unique
- Support : Non
- Plage de graduation : 1,5 à 250 ml

