

Désignation

- Flacon de culture 175cm² bouchon ventilé stérile

Référence

- 431080

Unité de vente : 50



Description

- Flacons de culture cellulaire Corning® et Costar® de 175cm²
- Bouchon à filtre garantissant un échange gazeux stérile constant
- Col coudé en U
- Matériaux des composants :
 - Flacon : Polystyrène vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour les récipients en plastique et fermetures.
 - Bouchon : Polyéthylène haute densité vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour le plastique conteneurs et fermetures.
- Stérile
- Conditionnement : 5 x 10

