

## **Diméthylsulfoxyde RS-SPECTROSOL-Pour spectroscopie optique-Reag.Ph.Eur. 1 l**

<b>Code produit</b>	445112
<b>Volume</b>	1 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-SPECTROSOL-Pour spectroscopie optique-Reag.Ph.Eur.
<b>CAS N.</b>	67-68-5
<b>Molécule</b>	Diméthylsulfoxyde
<b>Spécifications</b>	445110
<b>Msds</b>	523