

Désignation

- Tubes matrix vrac 1,4ml fond rond

Référence

- 446020

Unité de vente : 1000



-
- Tubes de stockage vierges et alphanumériques Matrix™
 - Stockez vos échantillons précieux lorsque le suivi 2D n'est pas nécessaire dans les tubes de stockage vierges et alphanumériques à haute densité.
 - Exempt de DNase
 - Conditionnement : En vrac, 1000/boîte
 - Gamme de produits : Matrix™
 - Capacité 1,4 ml
 - PCR Ready
 - Matériau PP
 - Type de produit Blank Storage Tube
 - Non stérile