

Désignation

- KIT DE JOINTS POUR CELLULE A AGITATION AMICON 400ml

Référence

- 452646

Unité de vente

- 1 kit

Description

- Kit de joints d'étanchéité pour cellule à agitation Amicon® de 400 ml (3 joints et 3 joints toriques)
- Matériaux : silicone O-ring
- Niveau de qualité 200
- Gamme de produits Amicon®
- Paramètres : 400 mL process volume
- Technique(s) : protein clean-up: suitable (desalting)
- protein purification: suitable (concentration)
- Hauteur : 18.7 cm (7.4 in.)
- Diam. du filtre : 76 mm
- Surface de filtration : 41.8 cm²
- Conditions d'expédition : ambiante

