

Désignation

- Kit de maintenance pour cellule a agitation Amicon 400ml

Référence

- 452649

Unité de vente

- 1 kit

Description

- Matériaux : Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
- Niveau de qualité : 200
- Gamme de produits : Amicon®
- Fabricant/nom de marque : Amicon®
- Paramètres : 400 mL process volume
- Technique(s) : protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
- Hauteur : 18.7 cm (7.4 in.)
- Diam. du filtre : 76 mm
- Surface de filtration : 41.8 cm²
- Conditions d'expédition : température ambiante

