

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Référence | 461146 |
| Désignation | Mini grattoir de cellules |



Description :

- ✓ Petits grattoirs cellulaires en polyéthylène pour récolter des cellules ou des lysats cellulaires à partir de plaques de 96, 48 et 24 puits.
- ✓ Taille : 0,5 cm de largeur et 6 cm de longueur.
- ✓ Conditionné en 10 paquets stériles de 20 grattoirs par paquet.
- ✓ Matière polyéthylène, jetable et stérile.

Unité de vente :

200 Grattoirs de cellule