

70.101
70.102
70.103

CHARLOTTE CLIP PP - 12 g/m² SIMPLE ELASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modèle avec simple élastique qui assure à l'utilisateur un bon maintien en couvrant toute la chevelure.
- Modèle existant avec double élastique « spécial confort ».
- Possibilité de repérage par codes couleurs.
- Sans latex.
- Existe en version détectable.
- À utiliser comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses industries.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Charlotte Clip PP – 12 g/m²
 Simple élastique

Type de produit : À usage unique, non stérile

Composition : Polypropylène

Confection : Elastiqué avec extrémités soudées (clip)

Couleur : Blanc / Bleu / Vert

Grammage : 12 g/m² (± 10%)

Dimensions : Longueur 22 cm (± 1 cm)
 Longueur étirement 50 cm (± 1 cm)
 Largeur 2,5 cm (± 1 cm)

Poids unitaire : 2,4 g (± 10%)

Conditionnement : Sachet de 100 pièces

Origine : Chine

Article	Couleur
70.101	 Blanc
70.102	 Bleu
70.103	 Vert

INDUSTRIES

Industrie / Restauration / Agro-alimentaire / Hygiène

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS CDT	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
70.101	460 x 190 x 290	3	35 cartons (5 couches de 7 cartons)	3 700 381 501 130	10 sachets de 100 unités	3 700 381 502 588
70.102				3 700 381 501 147		3 700 381 502 595
70.103				3 700 381 501 154		3 700 381 502 601