

20.811**KIT SOUS VETEMENTS 100% PP BLANC**
1 TEE-SHIRT, 1 CALECON, 1 PAIRE DE CHAUSSETTES**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Utilisé pour des environnements imposant des SAS et douches de décontamination.
- Agréable et léger, le polypropylène est très respirant.
- T-shirt avec forme ample qui permet à l'utilisateur d'avoir une bonne aisance.
- Taille unique.
- Ensemble à usage unique,

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Kit sous vêtements 100% PP Blanc
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Composition :	PP
Grammage :	30 g/m2
Pays de fabrication :	Chine



Composition	Poids unitaire (g)	Longueur (cm)	Largeur (cm)
1 t-shirt ample	25 g	78	130
1 caleçon	12 g	115	41,5
1 paire de chaussettes	13 g	57	31

INDUSTRIES

Industrie / Collectivité / Hygiène / Santé

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES**SPECIFICATIONS CARTON****SPECIFICATIONS CDT**

Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN
20.811	450 x 280 x 450	4 – 5 kg	24 cartons	

CDT
1 kit par sachet 100 sachets par carton