

**20.100**  
**20.200**  
**20.300****MANCHETTES PLASTIFIÉES & ÉLASTIQUÉES**  
**PE + CONTACT ALIMENTAIRE****CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Les manchettes plastifiées PE et élastiquées garantissent la protection des avant-bras face à des salissures diverses.
- Possibilité de repérage par codes couleurs.
- Contact alimentaire.



20.100

Blanc



20.200

Transparent



20.300

Bleu

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit :	Manchettes élastiquées et plastifiées PE
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polyéthylène
Confection :	2 élastiques soudés en caoutchouc
Couleur :	Blanc, transparent ou bleu
Grammage :	20 µm
Dimensions :	40 x 20 cm
Poids unitaire :	2,8 g
Pays de fabrication :	Chine

**INDUSTRIES**

Industrie / Restauration / Agro-alimentaire / Collectivité / Hygiène

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

**CERTIFICATIONS & NORMES**

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001.

Conforme aux exigences du règlement (CE) 1935/2004 et du règlement (UE) 10/2011 . Ce produit est apte au contact alimentaire avec tous les types d'aliments.

20.100

20.200

20.300

**MANCHETTES PLASTIFIÉES & ÉLASTIQUÉES**  
PE + CONTACT ALIMENTAIRE

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS CDT	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
20.100	310 x 260 x 210	3,5	60 cartons (10 couches de 6 cartons)	3 700 381 500 256	10 sachets individuels de 100 unités	3 700 381 501 581
20.200				3 700 381 500 263		3 700 381 501 598
20.300				3 700 381 500 270		3 700 381 501 604