

20.400**MANCHETTE ÉLASTIQUÉE PP
AVEC ENDUCTION PE****CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Les manchettes élastiquées PP enduites PE garantissent la protection des avant-bras face à des salissures diverses
- Agréable et léger, le polypropylène est doublé d'un film PE pour une meilleure étanchéité ce qui rend les manchettes hydrophobes
- Le film PE permet de fixer les particules de PP et diminue donc le relargage des fibres.
- Elles conviennent aux ambiances protégées

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Manchette élastiquée PP
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Polypropylène enduit polyethylene + 2 élastiques en caoutchouc
Couleur :	Blanc
Grammage :	PP : 45 g/m ² (±5) / PE : 10 µm
Dimensions :	50 x 20 cm
Poids :	9,5 g
Pays de fabrication :	Chine

**INDUSTRIES**

Industrie / Collectivité / Hygiène / Santé

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES**SPECIFICATIONS CARTON****SPECIFICATIONS CDT**

Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
20.400	420 x 420 x 520	10,8	20 cartons	3 700 381 500 287	10 sachets de 100 unités	3 700 381 501 611