

70.801
70.802**CACHE BARBE PP AVEC ÉLASTIQUES****CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Le cache barbe couvre la partie basse du visage.
- Sa spécificité est de garantir une protection adaptée pour la maîtrise de l'environnement contre les chutes de poils de barbe.
- Peut aussi être utilisée comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses industries

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit :	Cache Barbe PP avec élastique
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousu et élastiqué
Grammage :	10 g/m ² (± 10%)
Dimension :	Longueur à plat : 45 cm (± 1 cm) / Largeur : 24 cm (± 1 cm)
Poids :	1,2 g (± 10%)
Conditionnement :	Sachet de 100 unités
Origine :	Chine

Article	Couleur
70.801	Blanc 
70.802	Bleu 

INDUSTRIES

Industrie / Restauration / Agro-alimentaire / Hygiène

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS CDT	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
70.801	420 x 200 x 260	1,5	60 cartons	3 700 381 501 376	10 sachets de 100 pièces	3 700 381 502 823
70.802				3 700 381 504 827		3 700 381 504 834