

**50.601****TABLIER PE 70 µm**

BLANC – 140 x 70 cm – Sachet distributeur mural

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Attaches par liens PE extensibles résistants.
- Système de distribution « un par un » pour éviter la contamination de l'ensemble du lot lors de la sortie du tablier de son sac distributeur.
- Il s'adapte aux différentes morphologies.
- Contact alimentaire.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit :	TABLIER PE 70 µm
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polyéthylène
Confection :	Découpe / Pliage
Couleur :	Blanc
Grammage :	70 µm
Dimensions :	140 x 70 cm
Poids unitaire :	48 g
Conditionnement :	Sachet distributeur mural
Pays de fabrication :	Chine

**INDUSTRIES**

Industrie / Restauration / Agro-alimentaire / Collectivité / Hygiène

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

**CERTIFICATIONS & NORMES**

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001.

Conforme aux exigences du règlement (CE) 1935/2004 et du règlement (UE) 10/2011 . Ce produit est apte au contact alimentaire avec tous les types d'aliments.

**INFORMATIONS LOGISTIQUES**

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS CDT	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
50.601	460 x 360 x 160	12,5	24 cartons	3 700 381 501 468	5 sachets de 50 unités	3 700 381 501 475