

**A69955**

**BLOUSE D'ISOLATION PP IMPERMÉABLE**  
Avec induction PE

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Protection de haute qualité contre les infections et les fluides.
- Confort et solidité.
- Grande ouverture pour le passage de la tête.
- Technologie brevetée « Flexneck » constitué d'un double élastique
- Manches longues + Manches « passe-pouce » qui permet de couvrir complètement les poignets

**Préconisation :**

- Blouse d'isolation imperméable conçue pour protéger les professionnels de la santé et les patients d'une infection croisée



**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit :	Blouse d'isolation PP enduite PE imperméable
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène + Polyéthylène
Confection :	Scellée aux ultrasons, sans col, sans poche, fermeture Flexneck au niveau du cou, manches longues + « passe-pouce », poignets élastiqués, fermeture dorsale à lacets
Couleur :	Bleu
Grammage :	40 g/m <sup>2</sup> (± 10%)
Poids unitaire :	118 g (± 10%)
Conditionnement :	Sachet de 10 unités
Origine :	Chine

**INDUSTRIES**  
Santé / Médical

Article	Taille	Hauteur (± 1 cm)	Largeur sous les bras (± 1 cm)	Largeur avec manches (passe-pouce inclus) (± 1 cm)	Largeur de la blouse ouverte (± 1 cm)
A69955	XL	129 cm	79 cm	235 cm	158 cm

**CERTIFICATION ET NORMES**

Conforme à la norme ANSI/AAMI PB 70 niveau 2 pour le niveau de protection des blouses chirurgicales et testée pour la perméation de médicaments de chimiothérapie selon la norme ASTM D6978.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS CDT	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
A69955	540 x 325 x 400	13	20 cartons (5 couches de 4 cartons)	206 868 640 518 97	10 sachets de 10 unités	106 868 640 518 90