

# FICHE TECHNIQUE

## Safetouch® Vitals™

Gant de toilette

Aiguilleté 70 g/m<sup>2</sup>

# Kolmi®



### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière absorbante, douce et très résistante
- Soudure ultrason
- Sachet sous vide compact & hygiénique

### USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisable pour la toilette corporelle

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de Toilette– Aiguilleté

Type de produit : À usage unique, non stérile

Composition : Non-tissé Aiguilleté 100% Polyester Soudure Ultrason

Couleur : Blanc

Conditionnement : Sachet de 70 ou 50 unités en pack sous-vide compressé

Origine : Chine



Article	Couleurs	Dimensions (cm)	Poids unitaire (g)	Conditionnement
<b>G01421</b>	Blanc	14 x 21	4,1	20 sachets x 70 unités
<b>G01521</b>		15 x 21	4,3	
<b>G01623</b>		16 x 23	5,5	

## PERFORMANCES PRODUIT

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	ISO 9073-1		70	g/m <sup>2</sup>	± 10%
Epaisseur	ISO 9073-2		0,33	mm	± 10%
Résistance à la traction	ISO 9073-3	Humide sens M:	67	N/5cm	± 10%
		Humide sens T:	44	N/5cm	± 10%
Allongement	ISO 9073-3	Humide sens M :	56	%	± 10%
		Humide sens T :	70	%	± 10%
Absorption	ISO 9073-6		500	%	± 20%

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante et dans une atmosphère sèche.

## MARQUAGE SUR LE PACKAGING



\* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON						
ARTICLE	TAILLE (mm)	POIDS (kg)	QTE/ PALETTE	EAN CARTON	QTE / CARTON	EAN SACHET
G01421	300 x 220 x 430	6 kg	36 cartons 6 couches de 6	3 662 036 021 243	20 sachets de 70 pièces	3 662 036 021 236
G01521	320 x 220 x 320	4,7 kg	60 cartons 5 couches de 12	3 662 036 021 229	20 sachets de 50 pièces	3 662 036 021 212
G01623	340 x 240 x 320	5,5	45 cartons	3 662 036 019 738		3 662 036 019 745