

## Sodium acétate anhydre RPE-Pour analyse kg 25

<b>Code produit</b>	478163
<b>Volume</b>	kg 25
<b>Conditionnement</b>	Fût en fibres de carton
<b>Unité de vente</b>	KG
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	127-09-3
<b>Molécule</b>	Sodium acétate anhydre
<b>Spécifications</b>	478160
<b>Msds</b>	13