

FICHE TECHNIQUE

Référence	486812-CER
Désignation	Tampon pH

Description :

- ✓ Tampon ph 10.06 qualité rpe - pour analyse solution colorée flacon 1 litre; tampon pH
- ✓ Tampon pH
- ✓ Traçabilité par rapport aux matériaux de référence NIST
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 10,06

Unité de vente :

1 l
