

FICHE TECHNIQUE**REFERENCE :****490005****Station de travail AND et PCR ClearLine**


Les stations de travail ClearLine sont conçues pour des manipulations avec des échantillons d'ADN / ARN, tout en offrant une protection contre les contaminations.

Caractéristique :

- Décontamination UV haute densité sans ozone
- La lampe UV allumée s'éteint automatiquement en cas d'ouverture de la vitre avant la fin de la minuterie
- Lampes UV longue durée (9 000 h) de longueur d'onde 254 nm
- Eclairage interne : lumière blanche 15 W
- Faible niveau sonore et consommation d'énergie
- Modèle compact de table pour petits espaces
- Passage de câble dans la chambre pour branchement

Spécification :

Façade du fond	PMMA
Façades latérales	PMMA, 4mm
Panneau de fermeture	PMMA, 8mm
Plan de travail	Acier
Lampe UV	1 x TUV 25W G13 UV-C
Intensité de la lampe UV	15 mW/cm2/s
Type de radiation	Lumière ultraviolet (253.7nm), sans ozone
Minuteur de la lampe UV	Digital, 1min à 24h / non-stop
Eclairage	1x TLD 15W G-13
Transmission optique	92%
Protection des UV	>99.9%
Niveau sonore	<45 dB
Surface de travail	490x645 mm
Hauteur d'ouverture	165 mm
Dimensions	720x535x555 mm
Poids (net/brut)	23 / 33 kg
Alimentation	100 – 240 V, 50-60 Hz

**Unités :****1 station**