

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	490023
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre 100 – 1000 µl



### Description :

- ✓ Pointes à filtre universelles, hydrophobes
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Stériles – stérilisées par rayon gamma
- ✓ Certifiées RNase, DNase et pyrogènes -free
- ✓ Forme effilée qui augmente la précision

### Unité de vente :

1000 Pointes à filtre 100 – 1000 µl