

### Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 10 sans chauffage sans robinet de vidange

### Référence

- 497701B

Unité de vente : 1



---

### Description

- Nettoyage ultrasons - bac ultrasons EASY 10 – Elma
- Dimensions externes 325 x 200 x 135 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 2 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Non
- Dimensions du panier 155 x 35 x 70 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Puissance des ultrasons 240 W
- Robinet de vidange Non
- Utilisation : Laboratoire
- Volume max. de la cuve 0.9 l
- Volume recherché Petit (0,5...5 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

