

## Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 20 sans chauffage sans robinet de vidange

## Référence

- 497702B

Unité de vente : 1



---

## Description

- Nettoyage ultrasons - bac ultrasons EASY 20 – Elma
- Dimensions externes 215 x 230 x 190 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 2.1 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Non
- Dimensions du panier : 110 x 50 x 105 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Puissance des ultrasons 280 W
- Robinet de vidange Non
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 1.6 l
- Volume recherché Petit (0,5...5 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

