

Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 20h avec chauffage sans robinet de vidange

Référence

- 497704B

Unité de vente : 1



Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 20H – Elma
- Dimensions externes 215 x 230 x 190 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 2.1 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 110 x 50 x 105 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 120 W
- Puissance des ultrasons 280 W
- Robinet de vidange Non
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 1.6 l
- Volume recherché Petit (0,5...5 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

