

Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 60H avec chauffage avec robinet de vidange

Référence

- 497707B

Unité de vente : 1



Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 60H – Elma
- Dimensions externes 370 x 280 x 225 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 5.1 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 255 x 95 x 105 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 400 W
- Puissance des ultrasons 600 W
- Robinet de vidange Oui
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 5.9 l
- Volume recherché Moyen (5...20 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

