

## Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 120H avec chauffage avec robinet de vidange

## Référence

- 497709B

Unité de vente : 1



---

## Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 120H – Elma
- Dimensions externes 380 x 330 x 315 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 7.5 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 250 x 135 x 195 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 800 W
- Puissance des ultrasons 800 W
- Robinet de vidange Oui
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 12.9 l
- Volume recherché Moyen (5...20 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

