

Désignation

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 180H

Référence

- 497710B

Unité de vente : 1



Description

- Dimensions externes 405 x 330 x 375 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 8.5 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 280 x 135 x 255 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 800 W
- Puissance des ultrasons 800 W
- Robinet de vidange Oui
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 17.8 l
- Volume recherché Moyen (5...20 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

