

### Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 300H avec chauffage avec robinet de vidange

### Référence

- 497711B



Unité de vente : 1

---

### Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 300H – Elma
- Dimensions externes 575 x 330 x 375 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 11 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 450 x 135 x 255 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 1200 W
- Puissance des ultrasons 1200 W
- Robinet de vidange Oui
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 27.5 l
- Volume recherché Grand (20...50 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

