

**Désignation**

- Panier

**Référence**

- 497916

**Unité de vente**

1 Panier



---

**Description**

Les paniers fabriqués en interne sont dotés d'un motif découpé dans le fond et les parois latérales. Associés à un jeu de broches différentes, ils permettent de positionner les objets à nettoyer de manière tout à fait personnalisée.

**Caractéristiques techniques**

- Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 250 x 195 x 135 mm
- Charge maximale : 7 kg
- Compatible avec : Elmasonic Easy - Elmasonic Med - Elmasonic Select - Elmasonic P - Elma Dry

