

Désignation

- Thermomètre et sonde tfx 410-1 + tpx440 nl 120x3mm câble 0,6m silicone

Référence

- 498735

Unité de vente

1 thermomètre

Description

- Pt 100
- Haute précision
- Étanchéité IP 67
- Durée de vie de la pile env. 5 ans
- Sondes différentes pour applications variables
- Poids Env. 90 g
- Précision : $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,5$ °F; l'appareil avec sonde et fabrique calibration
- Type de protection : IP67
- Dimensions : 54 x 22 x 109 mm
- Résolution : 0,1 °C
- Certificat : Etalonnage usine en 3 points
- Grandeurs de mesure : Température
- Pile : 3.0 V lithium battery exchangeable
- Plage de mesure : -50 °C...+300 °C
- Température de stockage : -30 °...+70 °C

